
- DÉVELOPPÉ POUR L'UTILISATION DE POCHES DE DIALYSAT AU LACTATE AVEC LE MONITEUR S³
- FAIBLE ENCOMBREMENT PENDANT LA DIALYSE ET LE TRANSPORT
- INSTALLATION FACILE DES POCHES DE DIALYSAT



SUPPORT POUR L'INSTALLATION DES POCHES DE DIALYSAT AU LACTATE







FICHE TECHNIQUE S³.PHYSI.LACT.SUPPORT - Réf. 850 015

Le produit S³.PHYSI.LACT.SUPPORT est un accessoire du moniteur S³ destiné à positionner et stabiliser les poches de dialysat au lactate commercialisées par Physidia et nécessaires à une séance de dialyse.

Il a été conçu pour soutenir jusqu'à 7 poches de dialysat au lactate de 5L. Le support peut être transporté grâce à un système de rangement permettant un gain de place.

Description technique

Matériaux

Base ABS

Anses Acier inoxydable 304L
Accroche Velcro Nylon66

Dimensions

Support installé Longueur : 532mm, Largeur : 260mm,

Hauteur: 630mm

Support rangé Longueur : 615mm, Largeur : 260mm,

Hauteur: 130mm

Format du carton Longueur : 665mm, Largeur : 275mm,

Hauteur: 145mm

Poids 6 kg



Garantie et limitation de responsabilité

Le S³.PHYSI.LACT.SUPPORT est conçu pour être utilisé en hémodialyse quotidienne dans le traitement des insuffisances rénales chroniques. Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE selon le règlement 2017/745. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant et/ou l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi. Date de mise à jour du texte : 22 février 2021 / Version 0





PHYSIDIA, 11-13 boulevard des Bretonnières - 49124 Saint-Barthélémy-d'Anjou - France