

- SET DE BAGAGE ADAPTÉ POUR LE TRANSPORT DU MONITEUR S³
- MOBILITÉ ET VOYAGE
- TRANSPORT FACILITÉ



S³

Valise S³
ENSEMBLE DE BAGAGE COMPLET
POUR LE MONITEUR S³



Physidia
REGENERATE YOUR LIFE

S³

ENSEMBLE DE BAGAGE COMPLET POUR LE MONITEUR S³

FICHE TECHNIQUE Valise S³

La valise S³ est conçue spécifiquement pour le transport du moniteur S³ et les bannettes associées S³.Physi.SBan. Le moniteur S³ est transportable grâce à sa valise de transport pour tout trajet en voiture ou en train.

La valise S³ n'est pas adaptée pour le transport aérien du moniteur.

2 POSSIBILITES

Référence	Dialysat utilisé	Grande Valise	Petite Valise	Pochette Tablette
Ref. CD95	Bicarbonate	•	•	•
Ref. CD95L	Lactate	•		•

Spécificités techniques

La valise S³ comprend les éléments suivants :

- Grande valise conçue pour le transport du moniteur S³
- Petite valise conçue pour le transport de l'ensemble de 5 bannettes S³.Physi.SBan
- Pochette tablette : protection de la tablette lors du transport

Matériaux

- Toile Nylon PU coated & DWR finish Navy

Dimensions

Grande valise	Largeur : 50 cm Longueur : 56 cm Hauteur sans pied : 58 cm Poids : 6,9 kg
Petite valise	Largeur : 35,5 cm Longueur : 43,5 cm Hauteur sans pied : 41,5 cm Poids : 1,4 kg
Pochette tablette	Largeur : 20 cm Longueur : 28,5 cm Hauteur : 2,5 cm Poids : 0,140 kg

Conditionnement

Ref. CD95
1 unité par carton
(Largeur : 56,5 cm, Longueur : 60 cm,
Hauteur : 56,5 cm, Poids : 8,4 kg)

Ref. CD95L
1 unité par carton
(Largeur : 56,5 cm, Longueur : 60 cm,
Hauteur : 56,5 cm, Poids : 7 kg)

Date de mise à jour du texte : 28 septembre 2022 / Version 1

Fournisseur

PHYSIDIA, 11-13 boulevard des Bretonnières - 49124 Saint-Barthélémy-d'Anjou - France

S³ est une marque déposée de la société Physidia SAS

